



GAMME OPHTALMIC CONTACTOLOGIE

- Lentilles de contact standards
- Lentilles de contact à paramètres élargis
- Solutions d'entretien

Ophtalmic
COMPAGNIE

Mon partenaire pour la vue



Retrouvez toute la gamme Ophtalmic Contactologie sur :
www.ophtalmic-compagnie.fr/gammecontactologie



	SILICONE HYDROGEL				
	Mensuelles			Bimensuelles	
	Ophtalmic Srt Spheric With ScreenRelax Technology®	Ophtalmic HR Perfexion Spheric	Ophtalmic Access Spheric	Ophtalmic Sweet Spheric	Ophtalmic MAX2+
Matériau	Innofilcon A (Silicone-hydrogel) avec hyaluronate de sodium	Fanfilcon A (Silicone-hydrogel) + Filtre UV	Toufilcon B (Silicone Hydrogel) + Filtre UV	Innofilcon A (Silicone-hydrogel) avec hyaluronate de sodium	Fanfilcon A (Silicone-hydrogel) + Filtre UV
Groupe FDA	5	5	5	5	5
Teinte de manipulation	Bleutée	Bleutée	Bleutée	Bleutée	Bleutée
Teneur en eau	45%	55%	50%	45%	55%
Module de Young	0,70 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Dk	70	91	91	70	88
Dk/e_c	100	110	114	119	110
Fabrication	Moulage	Moulage	Moulage	Moulage	Moulage
Géométrie	Face avant asphérique avec ScreenRelax Technology®	Face avant asphérique	Sphérique	Face avant monocourbe	Asphérique antérieure
Epaisseur e_c (mm)	0,07 (-3,00 D)	0,08 (-3,00 D)	0,08 (-3,00 D)	0,059 (-3,00 D)	0,08 (-3,00 D)
Diamètre (mm)	14,20	14,20	14,10	14,20	14,20
Rayon R_o (mm)	8,60	8,40	8,80	8,60	8,40
Puissance (D)	Sphère : -12,00 à -8,00 par 0,50 D -7,75 à -0,25 par 0,25 D +0,25 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +8,00 par 0,50 D	Sphère : -12,00 à -6,50 par 0,50 D -6,00 à -0,25 par 0,25 D +0,25 à +6,00 par 0,25D +6,50 à +8,00 par 0,50 D	Sphère : -12,00 à -6,50 par 0,50 D -6,00 à -0,25 par 0,25 D +0,25 à +4,00 par 0,25 D	Sphère : -12,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,25 par 0,25 D +0,25 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +8,00 par 0,50 D	Sphère : -12,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,25 par 0,25 D +0,25 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +8,00 par 0,50 D
Adaptation	Km de 7,40 à 8,10 mm			Km de 7,40 à 8,10 mm	Km de 7,40 à 8,20 mm
Durée de port	Port journalier	Port journalier	Port journalier	Port journalier	Port journalier
Renouvellement	Mensuel	Mensuel	Mensuel	Bimensuel	Bimensuel
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles

	SILICONE - HYDROGEL			HYDROGEL									
	Journalières			Mensuelle									
	Ophtalmic Sweet 1 Day Spheric	Ophtalmic HR 1 Day	Ophtalmic Access 1 Day	Ophtalmic Hydrofeel 55 Aspheric									
Matériau	Innofilcon A avec Technologie S'WET + Filtre UV	Somofilcon A (Silicone-hydrogel) + Filtre UV	Somofilcon A (Silicone hydrogel) + Filtre UV	Hioxifilcon D + PVP + Filtre UV									
Groupe FDA	5	5	5	2									
Teinte de manipulation	Bleutée	Incolore	Incolore	Bleutée									
Teneur en eau	45%	56%	56%	55%									
Module de Young	0,45 MPa	0,50 MPa	0,50 MPa	0,40 MPa									
Dk	70	60	60	18									
Dk/e _c	130	86	86	18									
Fabrication	Moulage	Moulage	Moulage	Moulage									
Géométrie	Asphérique antérieure	Asphérique antérieure	Asphérique antérieure	Asphérique antérieure									
Epaisseur e _c (mm)	0,054 (-3,00 D)	0,07 (-3,00 D)	0,07 (-3,00 D)	0,10 (-3,00 D)									
Diamètre (mm)	14,20	14,10	14,00	14,20									
Rayon R _o (mm)	8,60	8,60	8,60	8,60(-) / 8,80 (+/-)									
Puissance (D)	-12,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,25 par 0,25 D +0,25 à +6,00 par 0,25 D	Sphère : -10,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,50 par 0,25 D +0,50 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +8,00 par 0,50 D	-10,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,50 par 0,25 D +0,50 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +8,00 par 0,50 D	<table><tr><td>R_o</td><td>Puissances</td></tr><tr><td>8,60 mm</td><td>-12,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,25 par 0,25 D</td></tr><tr><td>8,80 mm</td><td>-8,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,50 par 0,25 D +0,25 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +10,00 par 0,50 D</td></tr></table>	R _o	Puissances	8,60 mm	-12,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,25 par 0,25 D	8,80 mm	-8,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,50 par 0,25 D +0,25 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +10,00 par 0,50 D			
R _o	Puissances												
8,60 mm	-12,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,25 par 0,25 D												
8,80 mm	-8,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,50 par 0,25 D +0,25 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +10,00 par 0,50 D												
Adaptation	Km de 7,40 à 8,10 mm	Km de 7,40 à 8,10 mm		<table><tr><td></td><td>Kératométrie</td><td>Rayon</td></tr><tr><td>Puissances négatives</td><td>7,30 mm ≤ Km < 8,10 mm 8,10 mm ≤ Km < 8,40 mm</td><td>8,60 mm (std) 8,80 mm</td></tr><tr><td>Puissances positives</td><td>7,50 mm < Km < 8,40 mm</td><td>8,80 mm</td></tr></table>		Kératométrie	Rayon	Puissances négatives	7,30 mm ≤ Km < 8,10 mm 8,10 mm ≤ Km < 8,40 mm	8,60 mm (std) 8,80 mm	Puissances positives	7,50 mm < Km < 8,40 mm	8,80 mm
	Kératométrie	Rayon											
Puissances négatives	7,30 mm ≤ Km < 8,10 mm 8,10 mm ≤ Km < 8,40 mm	8,60 mm (std) 8,80 mm											
Puissances positives	7,50 mm < Km < 8,40 mm	8,80 mm											
Durée de port	Port Journalier	Port journalier	Port Journalier	Port journalier									
Renouvellement	Journalier	Journalier	Journalier	Mensuel									
Conditionnement	Boîte de 30 lentilles Boîte de 90 lentilles	Boîte de 30 lentilles Boîte de 90 lentilles	Boîte de 30 lentilles Boîtes de 90 lentilles	Boîte de 6 lentilles									

Les lentilles de contact Ophtalmic Sweet 1 Day Spheric, Ophtalmic HR 1 Day, Ophtalmic Access 1 Day et Ophtalmic Hydrofeel 55 Aspheric sont des dispositifs médicaux de Classe IIa – Fabricant : Interjo sauf Ophtalmic Access et Ophtalmic HR 1 Day, fabricant : CooperVision. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent le marquage CE 1639 sauf Ophtalmic Access 1 day et Ophtalmic HR 1 Day, CE 0123. Ces lentilles compensent certaines amétropies et la presbytie. Lire attentivement les mentions figurant sur l'étiquetage pour recommander à vos porteurs une utilisation correcte et leur confirmer la durée de port et de renouvellement. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes : kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie égale ou supérieure à 3 dioptries non corrigée par des lunettes.

	SILICONE-HYDROGEL				
	Mensuelles				
	Ophtalmic HR Perfexion Toric		Ophtalmic HR Perfexion RX Toric		
Matériau	Comfilcon A (Silicone-Hydrogel)		Comfilcon A (Silicone-Hydrogel)		
Groupe FDA	5		5		
Teinte de manipulation	Bleutée		Bleutée		
Teneur en eau	48%		48%		
Module de Young	0,80 MPa		0,80 MPa		
Dk	128		128		
Dk/e _c	116		116		
Fabrication	Moulage		Moulage		
Système de stabilisation	Technologie PRECI4STAB		Technologie PRECI4STAB		
Géométrie	Technologie PRECI4STAB Trait repère à 6H		Technologie PRECI4STAB Trait repère à 6H		
Epaisseur e _c (mm)	0,110 (-3,00 D)		0,110 (-3,00 D)		
Diamètre (mm)	14,50		14,50		
Rayon R _o (mm)	8,70		8,70		
Puissance (D)	Sphère : -10,00 à -6,50 par 0,50 D -6,00 à +6,00 par 0,25 D +6,50 à + 8,00 par 0,50 D Cylindre : -0,75 à -2,25 par 0,50D Axe : Tous par 10°		Cylindre	Sphère	Axe Tous par 5°
			-2,75 à 5,75 par 0,50 D	-10,00 à -6,50 par 0,50 D -6,00 à +6,00 par 0,25 D +6,50 à + 8,00 par 0,50 D	
			-0,75 à 5,75 par 0,50 D	-20,00 à -10,50 par 0,50D +8,50 à +20,00 par 0,50 D	
Adaptation					
Durée de port	Port journalier		Port journalier		
Renouvellement	Mensuel		Mensuel		
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles		Boîte de 6 lentilles		

	SILICONE-HYDROGEL			HYDROGEL
	Journalière		Bimensuelle	Mensuelle
	Ophtalmic HR 1 Day Toric		Ophtalmic Sweet Toric	Ophtalmic Hydrofeel 55 Toric
Matériau	Somofilcon A (Silicone-hydrogel) + Filtre UV		Innofilcon A (Silicone-hydrogel) avec hyaluronate de sodium	Hioxifilcon D + PVP + Filtre UV
Groupe FDA	5		5	2
Teinte de manipulation	Incolore		Bleutée	Bleutée
Teneur en eau	56%		45%	55%
Module de Young	0,50 MPa		0,60 MPa	0,40 MPa
Dk	60		70	18
Dk/e_c	57		75	16
Fabrication	Moulage		Moulage	Moulage
Système de stabilisation	Prisme ballast combiné à un ballast périphérique aminci et optimisé Chanfrein à 360° Tore interne		Stabilisation dynamique Trait repère à 6H	Tore interne Prisme ballast
Géométrie	Asphérique antérieure / Torique postérieure Marquage laser : trait repère à 6H		Face avant monocourbe	Asphérique antérieure / Torique postérieure Marquage laser : trait repère à 6H
Epaisseur e_c (mm)	0,105 (-3,00 D)		0,093 (-3,00 D)	0,110 (-3,00 D)
Diamètre (mm)	14,30		14,20	14,20
Rayon R_o (mm)	8,60		8,60	8,60
Puissance (D)	Sphères	Cylindres	Axes	
	-9,00 à -6,00 par 0,50 D	-0,75 -1,25 -1,75	10°/ 20°/ 60°/ 70°/ 80°/ 90°/ 100°/ 110°/ 120°/ 160°/ 170°/ 180°	
		-2,25	10°/ 20°/ 90°/ 160°/ 170°/ 180°	
	-5,75 à plan par 0,25 D	-0,75 -1,25 -1,75	Tous par 10°	
		-2,25	10°/ 20°/ 70°/ 80°/ 90°/ 100°/ 110°/ 160°/ 170°/ 180°	
	+0,25 à +4,00 par 0,25D	-0,75 -1,25 -1,75	10°/ 20°/ 70°/ 80°/ 90°/ 100°/ 110°/ 160°/ 170°/ 180°	
Adaptation	Km de 7,40 à 8,10 mm		Km de 7,40 à 8,10 mm	Km de 7,30 à 8,10 mm
Durée de port	Port journalier		Port journalier	Port journalier
Renouvellement	Journalier		Bimensuel	Mensuel
Conditionnement	Boîte de 30 lentilles Boîte de 90 lentilles		Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles


Les lentilles Ophtalmic Sweet Toric, Ophtalmic HR 1 Day Toric et Ophtalmic Hydrofeel 55 Toric sont des dispositifs médicaux de Classe IIa – Fabricant : Interjo sauf Ophtalmic HR 1 Day Toric, fabricant : CooperVision. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent le marquage CE 1639 sauf Ophtalmic HR 1 Day Toric, CE 0123. Ces lentilles compensent certaines amétropies et la presbytie. Lire attentivement les mentions figurant sur l'étiquetage pour recommander à vos porteurs une utilisation correcte et leur confirmer la durée de port et de renouvellement. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes : kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie égale ou supérieure à 3 dioptries non corrigée par des lunettes.

	SILICONE-HYDROGEL	
	Mensuelles	
	Ophtalmic HR Perfexion Progressive	Ophtalmic HR Perfexion RX Toric Progressive
Matériau	Comfilcon A (Silicone-Hydrogel)	Comfilcon A (Silicone-Hydrogel)
Groupe FDA	5	5
Teinte de manipulation	Bleutée	Bleutée
Teneur en eau	48%	45%
Module de Young	0,80 MPa	0,80 MPa
Dk	128	128
Dk/e_c	142	116
Fabrication	Moulage	Moulage
Géométrie	Technologie PRECI4GRADUAL	Technologie PRECI4STAB & PRECI4GRADUAL
Epaisseur e_c (mm)	0,090 (-3,00 D)	0,110 (-3,00 D)
Diamètre (mm)	14,00	14,50
Rayon R_o (mm)	8,60	8,70
Puissance (D)	Sphère : -10,00 à -6,50 par 0,50 D -6,00 à +6,00 par 0,25 D Addition : Addition +1,00 D Addition +1,50 D Addition +2,00 D Addition +2,50 D	Sphère : -10,00 à -6,50 par 0,50 D -6,00 à +6,00 par 0,25 D +6,50 à +10,00 par 0,50 D Cylindre : -0,75 à -5,75 par 0,50 D Axe : Tous par 5° Addition : Addition +1,00 D / Addition +1,50 D Addition +2,00 D / Addition +2,50 D
Adaptation		
Durée de port	Port journalier	Port journalier
Renouvellement	Mensuel	Mensuel
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles


	SILICONE-HYDROGEL		
	Bimensuelle	Journalière	
	Ophtalmic Sweet Progressive	Ophtalmic Sweet 1 Day Progressive	Ophtalmic HR 1 Day Progressive
Matériau	Innofilcon A (Silicone-hydrogel) avec hyaluronate de sodium	Innofilcon A avec S'WET Technologie + Filtre UV	Somofilcon A (Silicone-hydrogel) + Filtre UV
Groupe FDA	5	5	5
Teinte de manipulation	Bleutée	Bleutée	Incolore
Teneur en eau	45%	45%	56%
Module de Young	0,60 MPa	0,45 MPa	0,50 MPa
Dk	70	70	60
Dk/e_c	100	103	86
Fabrication	Moulage	Moulage	Moulage
Géométrie	Progressive à VP centrale Asphérique	Asphérique antérieure et Progressive à VP centrale	Bi-asphérique VP centrale
Epaisseur e_c (mm)	0,07 (-3,00 D)	0,068 (-3,00 D)	0,07 (-3,00 D)
Diamètre (mm)	14,20	14,20	14,10
Rayon R₀ (mm)	8,60	8,60	8,60
Puissance (D)	Sphère : -12,00 à -5,00 par 0,50 D -4,75 à +4,75 par 0,25 D +5,00 à +6,00 par 0,50 D Addition : Add max 1,25 D Add max 1,75 D Add max 2,25 D Add max 2,75 D	Sphère : -12,00 à -5,00 par 0,50D -4,75 à +4,75 par 0,25D +5,00 à +6,00 par 0,50D Addition : Add max 1,25 D Add max 1,75 D Add max 2,25 D Add max 2,75 D	Sphère : -6,00 à +5,00 par 0,25 D Addition : LOW ≤ +2,25 D HIGH ≥ +2,50 D
Adaptation	Km de 7,40 à 8,10 mm	Km de 7,40 à 8,10 mm	Km de 7,40 à 8,10 mm
Durée de port	Port journalier	Port Journalier	Port journalier
Renouvellement	Bimensuel	Journalier	Journalier
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 30 lentilles Boîte de 90 lentilles	Boîte de 30 lentilles Boîte de 90 lentilles


Les lentilles Ophtalmic Sweet Progressive, Ophtalmic Sweet 1 Day Progressive et Ophtalmic HR 1 Day Progressive sont des dispositifs médicaux de Classe IIa – Fabricant : Interjo, sauf Ophtalmic HR 1 Day Progressive, fabricant : CooperVision. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent le marquage CE 1639 sauf Ophtalmic HR 1 Day Progressive, CE 0123. Ces lentilles compensent certaines amétropies et la presbytie. Lire attentivement les mentions figurant sur l'étiquetage pour recommander à vos porteurs une utilisation correcte et leur confirmer la durée de port et de renouvellement. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes : kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie égale ou supérieure à 3 dioptries non corrigée par des lunettes.

Mensuelles

	Mensuelles			
	Ophtalmic RX Universel Silicone Hydrogel Spheric	Ophtalmic RX Universel Silicone Hydrogel Toric	Ophtalmic RX Universel Silicone Hydrogel Progressive	Ophtalmic RX Universel Silicone Hydrogel Toric Progressive
Matériau	Filcon 5B (Silicone Hydrogel) + Filtre UV	Filcon 5B (Silicone Hydrogel) + Filtre UV	Filcon 5B (Silicone Hydrogel) + Filtre UV	Filcon 5B (Silicone Hydrogel) + Filtre UV
Groupe FDA	5	5	5	5
Teinte de manipulation	Bleutée	Bleutée	Bleutée	Bleutée
Teneur en eau	75%	75%	75%	75%
Dk	60	60	60	60
Dk/e _c	50	50	40	40
Fabrication	Tournage	Tournage	Tournage	Tournage
Stabilisation		Tore interne		Tore interne
Géométrie	Sphérique	Torique postérieure Marquage laser : trait repère à 6h	Vision de près centrale ou Vision de loin centrale Face avant asphérique	Vision de près centrale ou Vision de loin centrale Face avant asphérique Torique postérieure Marquage laser : trait repère à 6h
Epaisseur e _c (mm)	0,12 mm	0,12 mm	0,15 mm	0,15 mm
Diamètre (mm)	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm
Rayon R _o (mm)	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm
Puissance (D)	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D Cylindre : -0,75 à -8,00 par 0,25 D Axe : Tous par 1°	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D Addition : +0,50 à +4,00 par 0,50 D	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D Cylindre : -0,75 à -8,00 par 0,25 D Axe : Tous par 1° Addition : +0,50 à +4,00 par 0,50 D
Adaptation	• 1ère intention : Km < 7.40 = diamètre 14.00 mm 7.45 ≤ Km ≤ 8.20 = diamètre 14.50 mm 8.25 < Km = diamètre 15.00 mm • Autres adaptations voir tableau règle adaptation ou calculateur «Databox» en scannant le QR Code ci-contre			
Durée de port	Port journalier	Port journalier	Port journalier	Port journalier
Renouvellement	Mensuel	Mensuel	Mensuel	Mensuel
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles

Les lentilles de la gamme Ophtalmic RX Universel Silicone Hydrogel sont des dispositifs médicaux de Classe IIa – Fabricant : MARKENNOVY. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent le marquage CE 1639. Ces lentilles compensent certaines amétropies et la presbytie. Lire attentivement les mentions figurant sur l'étiquetage pour recommander à vos porteurs une utilisation correcte et leur confirmer la durée de port et de renouvellement. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes : kératocone, astigmatisme irrégulier, myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie égale ou supérieure à 3 dioptries non corrigée par des lunettes.

	Mensuelles			
	Ophtalmic RX Universel Hydrogel Spheric	Ophtalmic RX Universel Hydrogel Toric	Ophtalmic RX Universel Hydrogel Progressive	Ophtalmic RX Universel Hydrogel Toric Progressive
Matériau	Filcon 2 (Hydrogel) + Filtre UV	Filcon 2 (Hydrogel) + Filtre UV	Filcon 2 (Hydrogel) + Filtre UV	Filcon 2 (Hydrogel) + Filtre UV
Groupe FDA	2	2	2	2
Teinte de manipulation	Bleutée	Bleutée	Bleutée	Bleutée
Teneur en eau	59%	59%	59%	59%
Dk	30	30	30	30
Dk/e_c	25	25	21	21
Fabrication	Tournage	Tournage	Tournage	Tournage
Stabilisation		Tore interne		Tore interne
Géométrie	Sphérique	Torique postérieure Marquage laser : trait repère à 6h	Vision de près centrale ou Vision de loin centrale Face avant asphérique	Vision de près centrale ou Vision de loin centrale Face avant asphérique Torique postérieure Marquage laser : trait repère à 6h
Epaisseur e_c (mm)	0,12 mm	0,12 mm	0,14 mm	0,14 mm
Diamètre (mm)	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm	13,00 à 16,00 mm par 0,50 mm
Rayon R_o (mm)	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm	7,10 à 9,80 mm par 0,30 mm
Puissance (D)	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D Cylindre : -0,75 à -8,00 par 0,25 D Axe : Tous par 1°	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D Addition : +0,50 à +4,00 par 0,50 D	Sphère : -30,00 à +30,00 par 0,25 D Cylindre : -0,75 à -8,00 par 0,25 D Axe : Tous par 1° Addition : +0,50 à +4,00 par 0,50 D
Adaptation	• 1ère intention : Km < 7.40 = diamètre 14.00 mm 7.45 ≤ Km ≤ 8.20 = diamètre 14.50 mm 8.25 < Km = diamètre 15.00 mm • Autres adaptations voir tableau règle adaptation ou calculateur «Databox» en scannant le QR Code ci-contre.			
Durée de port	Port journalier	Port journalier	Port journalier	Port journalier
Renouvellement	Mensuel	Mensuel	Mensuel	Mensuel
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles

	Mensuelles	
	<div>NOUVEAUTÉ</div> Ophtalmic RX Universel Myorelax	<div>NOUVEAUTÉ</div> Ophtalmic RX Universel Myorelax TORIC
Matériau	Filcon 5B (Silicone Hydrogel) + filtre UV	Filcon 5B (Silicone Hydrogel) + filtre UV
Groupe FDA	5	5
Teinte de manipulation	Bleutée	Bleutée
Teneur en eau	75%	75%
Dk	60	60
Dk/e _c	50	50
Fabrication	Tournage	Tournage
Stabilisation		Prisme 1Δ
Géométrie	EDOF	EDOF Marquage laser : trait repère à 6h
Epaisseur e _c (mm)	0,12 mm	0,12 mm
Diamètre (mm)	13,50 à 15,50 par 0,50mm	13,50 à 15,50 par 0,50mm
Rayon R _o (mm)	7,10 à 9,80 par 0,30mm	7,10 à 9,80 par 0,30mm
Puissance (D)	Sphère -15.00 à -0.25 par 0.25 D	Sphère -15.00 à -0.25 par 0.25 D Cylindre -0.75 à -8.00 par 0.25D Axe tous par 1°
Adaptation	<div>• 1ère intention : 7,50mm ≤ Km ≤ 7,65mm : Ø14,00mm et Ro 8,00mm 7,70mm ≤ Km ≤ 8,05mm : Ø14,50 mm et Ro 8,30mm 8,10mm ≤ Km ≤ 8,40mm : Ø14,50 mm et Ro 8,60mm</div> <div>• Autres adaptations voir tableau règle adaptation ou calculateur Databox»</div> <div></div>	
Durée de port	Port journalier	Port journalier
Renouvellement	Mensuel	Mensuel
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles	Boîte de 6 lentilles

Les lentilles de la gamme Ophtalmic RX Universel Myorelax sont des dispositifs médicaux de Classe IIa – Fabricant : MARKENNOVY. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés, qui portent le marquage CE 1639. Ces lentilles compensent certaines amétropies. Lire attentivement les mentions figurant sur l'étiquetage pour recommander à vos porteurs une utilisation correcte et leur confirmer la durée de port et de renouvellement. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes : kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie égale ou supérieure à 3 dioptries non corrigée par des lunettes.

PROTOCOLE D'ADAPTATION des lentilles OPHTALMIC Progressives

Pour choisir la première lentille d'essai

1. RÉFRACTION EN VISION DE LOIN

- Prendre la meilleure réfraction sphéro-cylindrique la plus convexe acceptée. Vérifier qu'en ajoutant +0,50D ODG en vision de loin l'acuité visuelle baisse.



NE PAS SUR-CORRIGER LES MYOPES ET BIEN SATURER LES HYPERMÉTROPES.

2. RECHERCHE DE L'OEIL PRÉFÉRENTIEL VISION DE LOIN

A faire systématiquement lors de la réfraction pour les éventuelles optimisations

Le porteur porte sa compensation vision de loin et fixe la ligne du 8/10^{ème}.

En vision binoculaire, placer alternativement un verre de +0,75 D devant chaque œil, l'œil préférentiel est celui qui est le plus gêné par le verre de +0,75 D.

3. RÉFRACTION EN VISION DE PRÈS

Choix de l'addition grâce au test de l'addition minimale :

Ajouter en binoculaire des verres positifs par pas de +0,25 D jusqu'à obtenir un déchiffrement de la ligne P2 du test de Parinaud.



NE PAS OUBLIER DE CALCULER LA SPHÈRE AU SOMMET CORNÉEN AU DELA DE $\pm 4,00$ D

	Choix addition lentilles Ophtalmic Progressives					
	Journalières		Bimensuelle	Mensuelles		
Addition Minimum	Ophtalmic HR 1 Day	Ophtalmic Sweet 1 Day Progressive	Ophtalmic Sweet Progressive	Ophtalmic HR Perfexion	Ophtalmic Universel (SiH/Hyd)	Addition lunettes
<+0,50 D	Low/VL	Add max +1,25 D		+1,00 D	+1,00 D	<+1,25 D
+0,50 D	Low	Add max +1,25 D		+1,50 D	+1,50 D	+1,25 D
+0,75 D	Low	Add max +1,75 D		+1,50 D	+1,50 D	+1,50 D
+1,00 D	Low	Add max +1,75 D		+1,50 D	+2,00 D	+1,75 D
+1,25 D	Low	Add max +2,25 D		+1,50 D	+2,00 D	+2,00 D
+1,50 D	Low	Add max +2,25 D		+2,00 D	+2,50 D	+2,25 D
+1,75 D	Low/High	Add max +2,25 D		+2,00 D	+2,50 D	+2,50 D
>+2,00 D	High	Add max +2,75 D		+2,50 D	+2,50 D	>+2,50 D

Lors du contrôle des lentilles

Mesures des acuités visuelles en VL et VP en BINOCULAIRE.

Dans le cas d'une lentille Ophtalmic torique progressive en cas de gêne en vision de loin on vérifiera dans un premier temps le comportement de la lentille et l'orientation du trait repère pour ajuster l'axe si nécessaire.

Les optimisations à J+8

> Optimisation de la vision de loin

Ajout de +/- 0,25 D en binoculaire



Si gêne en VP

Ajout uniquement sur l'œil VL



Si insuffisant

En dernière intention, on diminuera l'addition sur l'œil VL

> Optimisation de la vision de près

Optimisation de la sphère par pas de +0,25 D



Si gêne en VL

Ajout uniquement sur l'œil VP



Si insuffisant

Optimisation de l'addition
Augmenter l'addition sur l'œil VP



Si insuffisant

Augmenter l'addition en binoculaire



TRUCS ET ASTUCES

- Toujours vérifier les changements effectués en VL et VP pour ne pas déstabiliser la vision.
- Dans le cas d'un astigmatisme $<$ ou $=$ à 0,75 D, on partira en première intention sur une lentille Ophtalmic progressive : refaire la réfraction lunettes SANS astigmatisme est plus efficace que simplement prendre l'équivalent sphérique.

PROTOCOLE D'ADAPTATION des lentilles OPHTALMIC Toriques

1. RÉFRACTION EN VISION DE LOIN

- Prendre la meilleure réfraction sphéro-cylindrique la plus convexe acceptée. Vérifier qu'en ajoutant +0,50 D ODG en vision de loin l'acuité visuelle baisse.



NE PAS SUR-CORRIGER LES MYOPES ET BIEN SATURER LES HYPERMÉTROPIES.

2. TRANSPOSITION LUNETTES > LENTILLES

Une fois, les valeurs de la sphère, du cylindre et de l'axe trouvées, ramenez ces valeurs méridien par méridien au sommet cornéen en utilisant le tableau de conversion ou à l'aide du calculateur intelligent Databox dont le QR code se trouve ci-contre :



Réfraction subjective lunettes : -8,00 (-3,75) 100°

Conversion au sommet cornéen : à 100° : -8,00 D ➡ -7,25 D
à 10° : -11,75 D ➡ -10,25 D ⤵ -3,00 D
soit : -7,25 (-3,00) 100°

Si le cylindre au sommet cornéen est inférieur à 0,50D, choisissez une lentille Ophtalmic sphérique en faisant un équivalent sphérique :

-3,00(-0,50) 10° => -3,25 D

+3,00(-0,50)10° => +2,75 D


3. POSE DE LA LENTILLE ET CONTRÔLE

4. MESURE DE L'ACUITÉ VISUELLE

5. SUR-REFRACTION SPHERO-CYLINDRIQUE SI NÉCESSAIRE

6. VÉRIFICATION DU CENTRAGE ET DE LA MOBILITÉ DE LA LENTILLE


7. VÉRIFICATION DE L'ORIENTATION ET DE LA STABILITÉ DU TRAIT REPÈRE



- Rotation SAM on Ajoutera la valeur trouvée
- Rotation SIAM on retiendra la valeur trouvée

Lors de la recommandation on devra retrouver la même orientation du trait repère. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème de stabilité de la lentille.

OPHTALMIC
jazz
PerOxyde 2H®



OPHTALMIC
jazz
essentiel®

L'essentiel pour vos yeux :
Décontamine, protège et
préserve la surface oculaire

	PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
SOLUTION	Peroxyde d'hydrogène (3 %)	Décontamination renforcée
COMPRIMÉ	Enzyme catalase	Neutralisation du peroxyde d'hydrogène
	Sels de chlorure de sodium et de borate	Osmolarité et pH équivalents aux larmes
	Chlorophylle Vitamine B2 (Riboflavine)	Indicateur coloré naturel vert (témoin de la neutralisation)
	Subtilisine A	Déprotéinisation Nettoyage en profondeur de la lentille Élimination des protéines et des lipides
	PVP	Accroît la viscosité et prolonge le confort

INDICATIONS

Nettoyage, décontamination, déprotéinisation.

Pour tous types de lentilles souples ET rigides, particulièrement indiqué pour l'entretien des lentilles d'orthokératologie.

CONDITIONNEMENTS



- 225 ml (30 jours) + 30 cps
- Pack 3 mois (2 x 350 ml) + 90 cps

La solution d'entretien OPHTALMIC JAZZ PEROXYDE est une solution oxydante destinée à l'entretien des lentilles de contact souples et rigides.

Fabricant : Avizor. Ce dispositif médical de Classe IIb est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0318. Lire attentivement des instructions figurant sur la notice d'utilisation du produit, Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
PHMB (0.0002%) Poliquaternium	• Décontamine
EDTA	• Agent chélateur
Pluronic	• Élimine les dépôts lipidiques et protéiques • Inhibe l'adhérence de certains micro-organismes
Hyaluronate de sodium	• Hydrate et lubrifie • Antioxydant ¹
Hypromellose (HPMC)	Accroît la viscosité et prolonge le confort
Tampon citrate	• Stabilise le pH de la solution • Effets de guérison cornéenne ¹

INDICATIONS

Nettoyage, décontamination, conservation, hydratation, lubrification, rinçage.

Pour tous types de lentilles souples en hydrogel et silicone-hydrogel.

Le massage des lentilles est obligatoire.

CONDITIONNEMENTS (Sans sur-emballage)



1. Sim, P.; Strudwick, X. L.; Song, Y. M.; Cowin, A. J.; Garg, S. Influence of Acidic PH on Wound Healing In Vivo: A Novel Perspective for Wound Treatment. Int J Mol Sci 2022, 23 (21)

2. Michaud, L.; Frenette, B. Evaluation of Sodium Hyaluronate Lubricating Drops Used before Insertion of Contact Lenses on Symptomatology, Severity, and Intensity of Ocular Dryness. ISRN Ophthalmol. 2012, 2012, 1-8

3. Saettone MF et al. Int J Pharm 1989; 51: 203-12

La solution Ophtalmic JAZZ Essentiel est une solution multifonctions destinée à l'entretien des lentilles de contact. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb – Fabricant : Esoform. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE0425. Lire attentivement les mentions figurant sur la notice du produit pour une utilisation correcte – Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

OPHTALMIC
jazz
Comfort®

Hydratant et apaisant
pour un confort prolongé

OPHTALMIC
jazz
AquaSenSitive®

Créateur de **confort**
Recommandé pour les yeux sensibles

PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
PHMB (0,0002 %)	• Décontamine
Hyaluronate de sodium	• Hydrate et lubrifie • Antioxydant ¹
HPMC	• Accroît la viscosité et prolonge le confort
Poloxamère	• Elimine les dépôts lipidiques et protéiques • Inhibe l'adhérence de certains micro-organismes
Tampon phosphate	• Stabilise le pH de la solution d'entretien
EDTA (0,01 %)	• Agent chélateur
Allantoïne	• Apaise et hydrate • Effet cicatrisant

PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
PHMB (0,0001 %)	• Décontamine
Hyaluronate de sodium	• Hydrate et lubrifie • Antioxydant ¹
PVP 90	• Accroît la viscosité et prolonge le confort
Poloxamère	• Elimine les dépôts lipidiques et protéiques • Inhibe l'adhérence des micro-organismes
Tampon borate	• Stabilise le pH de la solution d'entretien
EDTA (0,10 %)	• Agent chélateur

INDICATIONS

Nettoyage – Décontamination –
Conservation – Rinçage –
Hydratation et Lubrification au
naturel

Pour tous types de lentilles souples
en hydrogel et silicone-hydrogel.

Le massage des lentilles est
obligatoire.

CONDITIONNEMENTS



- 100ml + 1 étui  Kit voyage
- Flacon de 360ml + 1 étui
- Pack 6 mois (3X360ml) + 3 étuis

INDICATIONS

Nettoyage – Décontamination –
Conservation – Rinçage – Hydratation et
Lubrification au naturel

Pour tous types de lentilles souples en
hydrogel et silicone-hydrogel.

Le massage des lentilles est obligatoire.

CONDITIONNEMENTS



- Trousse 2x60 ml + 1 étui
- 100ml + 1 étui  Kit voyage
- Flacon de 350ml + 1 étui
- Pack 6 mois (3X350ml) + 3 étuis

La solution Ophtalmic JAZZ Comfort est une solution multifonctions destinée à l'entretien des lentilles de contact souples. Fabricant : Avizor. Ce dispositif médical de Classe IIb est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE 0318. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation du produit. Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

La solution Ophtalmic JAZZ AquaSenSitive est une solution multifonctions destinée à l'entretien des lentilles de contact souples. Fabricant : Avizor. Ce dispositif médical de Classe IIb est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0318. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation du produit. Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.



Réfraction Lunettes	Puissance lentilles (-)	Réfraction Lunettes	Puissance lentilles (-)	Réfraction Lunettes	Puissance lentilles (+)	Réfraction Lunettes	Puissance lentilles (+)
-4,00	-3,75	-11,25	-10,00	+4,00	+4,25	+11,25	+13,00
-4,25	-4,00	-11,50	-10,00	+4,25	+4,50	+11,50	+13,25
-4,50	-4,25	-11,75	-10,25	+4,50	+4,75	+11,75	+13,75
-4,75	-4,50	-12,00	-10,50	+4,75	+5,00	+12,00	+14,00
-5,00	-4,75	-12,25	-10,75	+5,00	+5,25	+12,25	+14,25
-5,25	-5,00	-12,50	-10,75	+5,25	+5,50	+12,50	+14,75
-5,50	-5,25	-12,75	-11,00	+5,50	+6,00	+12,75	+15,00
-5,75	-5,50	-13,00	-11,25	+5,75	+6,25	+13,00	+15,50
-6,00	-5,50	-13,25	-11,50	+6,00	+6,50	+13,25	+15,75
-6,25	-5,75	-13,50	-11,50	+6,25	+6,75	+13,50	+16,00
-6,50	-6,00	-13,75	-11,75	+6,50	+7,00	+13,75	+16,50
-6,75	-6,25	-14,00	-12,00	+6,75	+7,25	+14,00	+16,75
-7,00	-6,50	-14,25	-12,25	+7,00	+7,75	+14,25	+17,25
-7,25	-6,75	-14,50	-12,25	+7,25	+8,00	+14,50	+17,50
-7,50	-7,00	-14,75	-12,50	+7,50	+8,25	+14,75	+18,00
-7,75	-7,00	-15,00	-12,75	+7,75	+8,50	+15,00	+18,25
-8,00	-7,25	-15,25	-13,00	+8,00	+8,75	+15,25	+18,75
-8,25	-7,50	-15,50	-13,00	+8,25	+9,25	+15,50	+19,00
-8,50	-7,75	-15,75	-13,25	+8,50	+9,50	+15,75	+19,50
-8,75	-8,00	-16,00	-13,50	+8,75	+9,75	+16,00	+19,75
-9,00	-8,00	-16,25	-13,50	+9,00	+10,00	+16,25	+20,25
-9,25	-8,25	-16,50	-13,75	+9,25	+10,50	+16,50	+20,50
-9,50	-8,50	-17,00	-14,00	+9,50	+10,75	+17,00	+21,25
-9,75	-8,75	-17,50	-14,50	+9,75	+11,00	+17,50	+22,25
-10,00	-9,00	-18,00	-14,75	+10,00	+11,25	+18,00	+23,00
-10,25	-9,25	-18,50	-15,25	+10,25	+11,75	+18,50	+23,75
-10,50	-9,25	-19,00	-15,50	+10,50	+12,00	+19,00	+24,50
-10,75	-9,50	-19,50	-15,75	+10,75	+12,25	+19,50	+25,50
-11,00	-9,75	-20,00	-16,25	+11,00	+12,75	+20,00	+26,25

Distance verre - œil = 12mm

UTILISATION DE LA TABLE DE CONVERSION POUR TROUVER LA PUISSANCE D'UNE LENTILLE TORIQUE

Pour convertir la correction lunettes en correction lentilles, il faut considérer la puissance dans chaque méridien à l'aide du tableau ci-dessus.

Ex. puissance lunettes -7,00(-3,00)130°

Méridiens	Correction lunette	Correction lentille
130°	-7,00	-6,50
40°	-10,00	-9,00
Cylindre	-3,00	-2,50

Donc puissance lentilles : **-6,50 (-2,50) 130°**

Simplifiez-vous l'adaptation avec le calculateur



Ophthalmic Compagnie met à votre disposition un puissant calculateur permettant de vous **simplifier le processus d'adaptation et de commande** en vous proposant la lentille de première intention à essayer en **3 étapes** :

Etape 1 :

Renseignez les informations porteur :

- ✓ Age
- ✓ Réfraction lunettes
- ✓ Kératométrie (facultatif)
- ✓ Diamètre cornéen (facultatif)
- ✓ Renouvellement souhaité

Etape 2 :

Choisissez la lentille souhaitée parmi les propositions faites par le Databox.

Etape 3 :

Commandez la lentille d'un simple clic.

Lorsque vous contrôlerez l'adaptation, le calculateur Databox vous permettra également d'optimiser cette dernière grâce à l'outil de contrôle.



Disponible sur
Ophtalweb et E-space
ou en scannant le QR
code ci-dessus

Contacts - Commandes - Technique

0 820 777 510 Service 0,12 € / min
prix appel

Technique : 01 49 90 80 98

@ cdes-rx@ophtalmic.fr

Le logiciel d'assistance en lentilles de contact «Databox» est destiné à aider les professionnels de la vue dans le choix et la sélection de lentilles d'essai. La responsabilité de la prescription finale incombe exclusivement au médecin.

Ophtalmic
COMPAGNIE
www.ophtalmic-compagnie.fr



Ophtalmic Compagnie, Bâtiment Eddington, ZA de Paris Nord 2 - 33 Rue des Vanesses - CS 55306 Villepinte - 95940 Roissy CDG Cedex. France RCS Bobigny B 352.490.544.00041. BROGammeContacto-CATA-10.2025-V8