

Lentilles de contact progressives



votre partenaire pour la vue



LA RÉVOLUTION D'OPHTALMIC COMPAGNIE

Les experts en parlent ...



votre partenaire pour la vue

Certainement la meilleure lentille progressive au monde



THIERRY LOUBET
DIRECTEUR DE DIVISION
CONTACTOLOGIE
OPHTALMIC COMPAGNIE

Nous souhaitons valider par une enquête observationnelle l'excellente réputation de la lentille Ophtalmic HR Progressive, fleuron de notre R&D qui a mis au point son design unique. Un design commun aux modes de port mensuel et journalier.

C'est à la société A+A que nous avons confié cette enquête réalisée auprès de 160 ophtalmologistes et 1650 porteurs. Les résultats sont sans appel :



98%

- 98% des porteurs trouvent que la lentille est confortable que ce soit à la pose ou durant la journée.
- 95% des porteurs déclarent une très bonne acuité visuelle de près comme de loin.
- 98% des ophtalmologistes interrogés sont satisfaits de l'Ophtalmic HR Progressive.

Désormais, nous proposons une nouvelle lentille très innovante à destination des presbytes astigmates : Ophtalmic PerfeXion, la première lentille torique progressive en silicone-hydrogel réalisée avec un procédé de fabrication de type «taillée-tournée-moulée». Les résultats sont spectaculaires.

Nous avons recueilli le témoignage de trois ophtalmologistes afin qu'ils partagent leurs expériences d'adaptations sur ces deux lentilles !



SERVICE TECHNIQUE
01 49 90 80 98

TÉMOIGNAGES DE PRO



DOCTEUR CATHERINE PEYRE
OPHTALMOLOGISTE
PRÉSIDENTE SFOALC
ILE DE FRANCE

Confortable et respectueuse de la cornée...

Le concept optique de l'Ophtalmic HR Progressive est unique. Entièrement asphérique sur les deux faces, que ce soit en addition Low ou High, ce design exclusif permet d'optimiser au mieux la vision des contrastes en maîtrisant les aberrations optiques oculaires d'ordre supérieur. L'asphéricité progressive permet de faire évoluer l'adaptation en douceur en panachant les additions sans procurer de déséquilibre. L'addition Low, est puissante. Chez un jeune presbyte, néophyte, il est souvent nécessaire de n'utiliser cette addition que sur l'œil préférentiel de près, afin de ne pas perturber la vision de loin, surtout si la réfraction globale du patient est proche de l'emmétropie. Il porte alors sur l'œil préférentiel de loin sa simple correction de loin et sur l'autre la sphère de loin complétée de l'addition Low.

Au fur et à mesure que la presbytie évolue, l'addition Low sur les deux yeux procure

un très grand confort et ce jusqu'à un stade avancé. L'addition High est très efficace en vision de près mais peut pénaliser celle de loin. Il est donc préférable, et ce le plus longtemps possible, d'ajouter de la puissance positive sur la sphère de loin de l'œil de près, et réserver cette addition High sur cet œil en cas d'échec. Sans jamais avoir prescrit moi-même deux additions High, j'ai pu constater que certains patients, dont les besoins visuels de près étaient pointus, voyaient, à la longue, leur acuité de loin remonter jusqu'à devenir très acceptable. La diminution du diamètre pupillaire avec l'âge, corrélée à la taille des zones optiques de la lentille expliquent ce résultat.

Grâce aux 3 lentilles : Ophtalmic HR Spheric, Ophtalmic HR Toric et Ophtalmic HR Progressive additions Low et High, nous disposons d'une gamme complète de lentilles permettant de prendre en charge tous les presbytes du plus jeune au plus mature.

TÉMOIGNAGES DE PRO (SUITE)

Très confortable, certainement la plus facile à adapter.

Je considère que c'est certainement la lentille progressive la plus facile à adapter, en effet la plupart des adaptations sont simplifiées avec l'Ophtalmic HR Progressive.

Une réfraction lunettes bien conduite (hypermétropie saturée, pas de surcorrection myopique) c'est une adaptation réussie !

L'adaptation des presbytes est accessible à tous (le calculateur DataBox mis au point par la R&D d'Ophtalmic, accessible en ligne sur Ophtalweb.fr, va aider le néophyte) :

Le profil Low est suffisant dans 9 cas sur 10 pour obtenir une vision équilibrée (10/10 P2) il faut reconnaître que c'est très satisfaisant et doit permettre d'adapter plus de presbytes.

Mon conseil : pour les 10% restants, on peut rajouter une correction positive sur l'œil non préférentiel et si la vision de près est encore trop faible, passer au profil High sur cet œil. Enfin, plus besoin de changer d'adaptation entre la jetable journalière et la mensuelle, la double prescription est possible (pour les vacances par exemple).



DOCTEUR JEAN-PHILIPPE COLLIOT
OPHTALMOLOGISTE
ATTACHÉ AU CHNO DES QUINZE VINGT.



DOCTEUR PATRICK NOTARIANNI
OPHTALMOLOGISTE

La simplicité d'adaptation est souhaitable !

L'existence d'un astigmatisme a été jusque là un écueil à la prescription de lentilles toriques progressives à l'exception des LRPG souvent mal tolérées et difficiles à adapter.

La simplicité d'adaptation des lentilles souples toriques, associée à la correction de la presbytie semblaient être une évolution souhaitable pour la patientèle.



Et désormais pour les porteurs presbytes astigmates

C'est la PerfeXion !

DR PATRICK NOTARIANNI

D'abord réticent à ce concept car j'avais un doute sur la qualité de la vision de loin ou de près, sinon à être un hyper spécialiste de la lentille, j'ai été très agréablement surpris du résultat visuel, et de la reproductibilité de l'Ophtalmic PerfeXion HR RX Toric Prog.

J'utilise donc quasi exclusivement cette lentille dans les cas d'astigmatisme non compensables avec une lentille sphérique simple.

DR JEAN PHILIPPE COLLIOT

Désormais avec la lentille Ophtalmic PerfeXion, l'astigmatisme n'est plus oublié puisqu'un profil torique est disponible, avec la même facilité d'adaptation.

Il devient donc possible d'ouvrir à un plus large champ de prescripteurs les possibilités de proposer un essai de lentilles de contact progressives techniques tout en réduisant le temps d'adaptation.

LES EXPERTS S'EXPRIMENT

DR CATHERINE PEYRE

Nous étions habitués à l'Ophtalmic RX Toric Progressive dans sa version trimestrielle, en silicone-hydrogel, avec de nombreux rayons de courbure, une addition unique.

Nous avons désormais l'Ophtalmic PerfeXion : Son matériau en silicone-hydrogel de Dk 60, une hydrophilie à 56% et un faible modulus nous garantissent une grande sécurité de port et un confort satisfaisant pour des lentilles toriques souvent plus épaisses.

À la géométrie multifocale de la lentille Ophtalmic HR Progressive et ses deux profils d'additions, sont combinés des systèmes de stabilisation : tore interne, prisme péri-ballast, prisme

ballast et chanfrein périphérique, ce qui permet de corriger tous les types d'astigmatismes jusqu'à -5,75 dioptries.

Son rayon, son diamètre unique ainsi que son renouvellement mensuel en font une lentille de très grande simplicité à adapter. Les résultats sont étonnants.

La stabilité de la lentille sur la cornée nous incite même à corriger certains petits astigmatismes jusque là négligés. La qualité de la vision de loin est améliorée et celle de près est identique à celle obtenue avec la sphérique progressive pour peu que la réfraction progressive cylindrique soit la plus positive possible.