

SOLUTION

OPHTALMIC

jazz

AquaSenSitive®



Solution d'entretien
Multifonctions

Recommandée pour les
YEUX SENSIBLES

phtalmic
CONTACTOLOGIE


DÉCONTAMINE ET PROTÈGE

Une concentration idéale en PHMB (0,0001 %)


JAZZ AquaSenSitive® décontamine efficacement tout en préservant la physiologie oculaire.

• La décontamination de **JAZZ AquaSenSitive®** est largement supérieure aux exigences des normes (ISO 14729)


Activité décontaminante sur les bactéries



Activité décontaminante sur les champignons



Efficacité d'élimination des amibes (6h)



Un maintien des qualités optiques de la lentille

Le poloxamère, tensioactif non-ionique :


- Optimise l'acuité visuelle en éliminant les dépôts lipidiques et protéiques
- Permet d'inhiber l'adhérence des micro-organismes grâce à son action nettoyante renforcée

JAZZ AquaSenSitive® protège la surface des lentilles souples et contribue ainsi à prévenir les complications oculaires à long terme.

Conformément aux recommandations en vigueur, le massage mécanique au retrait des lentilles souples est obligatoire (se reporter au guide d'utilisation). Il permet d'éliminer 90 % des dépôts.

LA GARANTIE D'UN CONFORT DURABLE ET NATUREL

Des propriétés hydratantes grâce au hyaluronate de sodium



Très utilisé en ophtalmologie, le **hyaluronate de sodium** est un composant biologique aux propriétés **hydratantes, de rétention d'eau et anti-inflammatoire** qui s'avère être efficace pour **réduire la sécheresse oculaire**¹. Le hyaluronate de sodium offre également une protection des tissus oculaires contre les lésions oxydatives.²


Un confort durable

La forte affinité du **hyaluronate de sodium** avec l'eau et sa compatibilité élevée avec les larmes³ lui confère **des propriétés visco-élastiques et de lubrification lors du clignement**.^{1,4,5}

Hyaluronate de sodium : l'oeil est ouvert



Hyaluronate de sodium : lors du clignement



En effet, il peut se lier avec plusieurs molécules d'eau. Sous une pression mécanique (par exemple le clignement), l'eau est expulsée des molécules de hyaluronate de sodium ; lorsque la pression diminue, l'eau est absorbée à nouveau.

Le **confort** de port des lentilles de contact entretenues avec Jazz AquaSensitive® est **prolongé** grâce à la **combinaison du PVP et du hyaluronate de sodium** permettant d'accroître la viscosité.

Jazz AquaSensitive® est recommandé pour les yeux sensibles.

1. Michaud, L.; Frenette, B. Evaluation of Sodium Hyaluronate Lubricating Drops Used before Insertion of Contact Lenses on Symptomatology, Severity, and Intensity of Ocular Dryness. *ISRN Ophthalmol.* 2012, 2012, 1-8
2. Debbasch C et al. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2002; 43: 3409-15
3. Saettone MF et al. *Int J Pharm* 1989; 51: 203-12
4. Johnson ME et al. *Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol* 2006; 244: 109-12.
5. Snibson GR et al. *Eye* 1990; 4: 594-602.

OPHTHALMIC
jazz

COMPOSITION

PRINCIPES ACTIFS	ACTIONS
PHMB (0,0001 %)	· Décontamine
Hyaluronate de sodium	· Hydrate et lubrifie · Antioxydant ²
PVP 90	· Accroît la viscosité et prolonge le confort
Poloxamère 0,25%	· Elimine les dépôts lipidiques et protéiques · Inhibe l'adhérence des micro-organismes
Tampon borate	· Stabilise le pH de la solution d'entretien
EDTA (0,10 %)	· Agent chélateur

INDICATIONS

Nettoyage, décontamination, conservation, hydratation, lubrification, rinçage.
Pour tous types de lentilles souples en hydrogel et silicone-hydrogel.
Le massage des lentilles est obligatoire.

CONDITIONNEMENTS



Kit voyage



2 X 60ml
+ 1 étui



Kit voyage



100ml
+ 1 étui



Flacon de 350ml
+ 1 étui



Pack 6 mois
(3 X 350ml)
+ 3 étuis

Contacts - Commandes :

Tél : **0 820 777 510** Service 0,12 € / min
prix appel

Fax : **0 820 777 515** Service 0,12 € / min
prix appel

Mail : commandes@ophtalmic.fr

 **ophtalmic**
CONTACTOLOGIE

www.ophtalmic-compagnie.fr

La solution JAZZ AquaSensitive est une solution multifonctions destinée à l'entretien des lentilles de contact souples. Fabricant : Ophtalmic Compagnie. Ce dispositif médical de Classe IIb est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0068. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation du produit. Demandez conseil à votre professionnel de la vue. Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie. Ophtalmic Compagnie, Bâtiment Eddington, ZA de Paris Nord 2 - 33 Rue des Vanesses - CS 55306 Villepinte - 95940 Roissy CDG Cedex. RCS Bobigny B 352.490.544.00041. BRO-JAZZAQUA-CATA-09.21-V1